

Preisliste für Geräte und Zubehör zur Kryochirurgie

Stand 20.06.2020

(Damit verlieren alle bisher veröffentlichten Preislisten ihre Gültigkeit/ Technische Änderungen vorbehalten)

| | | EUR Netto | Brutto* |
|---|---|-----------|---------|
| Geräte | | | |
| Brymill, USA: Die blauen Originale mit CE-Zeichen/ISO 9001 und 3 Jahren Garantie | | | |
| Cry-AC | 0,5 Liter inkl. 6 Düsen und Standring | 672,27 | 779,83 |
| Cry-AC 3 | 0,3 Liter inkl. 6 Düsen und Standring | 672,27 | 779,83 |
| Tweezer | Pinzette zur Kältebehandlung, inkl. 10 Styropor-Cups und Standring | 214,29 | 248,58 |

Düsen, Sonden und weiteres Zubehör

| Kontaktsonden | | Stückpreis | |
|---------------------------|---|------------|--------|
| Messing-Sonden | 1 - 6 mm, länglich 1,5 x 3 mm oder 2,5 x 5 mm | 85,00 | 98,60 |
| Teflon-Sonden, konisch | spitz, 1 - 6 mm | 85,00 | 98,60 |
| Teflon-Sonden, flach rund | 10 – 30 mm | 85,00 | 98,60 |
| Teflon-Sonde, kugelförmig | 20 mm | 107,00 | 124,12 |

| Sprühdüsen | | Stückpreis | |
|-----------------------------|----------------|------------|-------|
| Messing-Düse ¹ | A, B, C oder D | 30,00 | 34,80 |
| Düse, lang ¹ | gebogen | 46,00 | 53,36 |
| Feinsprühnadel ¹ | | 42,00 | 48,72 |
| Breitsprühdüse | | 57,00 | 66,12 |

¹ im Lieferumfang eines Cry-AC/Cry-AC 3 enthalten

| Zubehör | | Stückpreis | |
|-------------------------|--|------------|-------|
| Klarsicht-Abdeckscheibe | mit 4 verschiedenen Öffnungen | 33,00 | 38,28 |
| Neopren-Trichter | 1 Satz = 6 Stück, versch. Durchmesser | 79,00 | 91,64 |
| Trage-Kühltasche | für CRY-AC u. CRY-AC 3 für Hausbesuche | 30,00 | 34,80 |

Sicherheitsausrüstung

für den sicheren Umgang mit flüssigem Stickstoff

| | | | |
|----------------------------|--|--------|--------|
| Tempshield Sicherheits-Set | <ul style="list-style-type: none"> • CA42 Schutzschürze - Weite 61cm x Länge 106cm, • unterarmlange Arbeitshandschuhe, 40cm lang, • verstellbare Kopfhalterung mit Gesichtsschutzschild aus Polycarbonat, • 2 Warnschilder: Abbildung 1x Handschuhe, 1x Gesichtsschutz, Durchmesser je Schild 30cm | 461,34 | 535,15 |
| Sicherheits-Handschuhe | <ul style="list-style-type: none"> • unterarmlang, Größen: S, M oder L | 119,00 | 138,04 |
| Cryo-Schutzbrille | | 29,00 | 33,64 |

* inkl. 16% MWSt., zzgl. Versand nach Aufwand

Preisliste für Stickstoff-Behälter und Zubehör

Stand 15.03.2017

(Damit verlieren alle bisher veröffentlichten Preislisten ihre Gültigkeit/ Technische Änderungen vorbehalten)

Stickstoff-Vorratsbehälter

| | LAB 5 | LAB 10 | LAB 20 | LAB 20/20 | LAB 30 | LAB 50 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tankinhalt (ltr.) | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| Statische Haltezeit (Tg.) | 32 | 56 | 111 | 200 | 136 | 102 |
| Ø Öffnung (mm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 64 |
| Tankhöhe (mm) | 462 | 546 | 627 | 627 | 610 | 775 |
| Tankdurchmesser (mm) | 222 | 260 | 368 | 368 | 432 | 432 |
| Leergewicht (kg) | 4,2 | 5,0 | 9,0 | 9,0 | 11,4 | 14,0 |
| Herstellergarantie (Jr.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EUR Netto | 924,37 | 966,39 | 1.302,52 | 1.470,59 | 1.386,55 | 1.764,71 |
| EUR Brutto* | 1.072,27 | 1.121,01 | 1.510,92 | 1.705,88 | 1.608,40 | 2.047,06 |

| | YDS-10L | YDS-20L | YDS-30L | YDS-35L | YDS-50L |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tankinhalt (ltr.) | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 |
| Statische Haltezeit (Tg.) | 100 | 200 | 315 | 333 | 252 |
| Ø Öffnung (mm) | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 |
| Tankhöhe (mm) | 530 | 650 | 670 | 680 | 805 |
| Tankdurchmesser (mm) | 303 | 409 | 446 | 473 | 500 |
| Leergewicht (kg) | 6,2 | 11,2 | 12,9 | 12,9 | 21,1 |
| Herstellergarantie (Jr.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EUR Netto | 663,87 | 941,18 | 924,37 | 966,39 | 1.008,40 |
| EUR Brutto* | 770,09 | 1.091,77 | 1.072,27 | 1.121,01 | 1.169,74 |

Entnahme-Vorrichtungen

MVE/Brymill (USA)

| | EUR Netto | EUR Brutto* |
|---|-----------|-------------|
| Schöpfkelle | 205,88 | 238,82 |
| Stickstoffheber, beweglich | 411,76 | 477,64 |
| Abfüllanlage, fest montierbar (nur für LAB-Tanks) | 714,29 | 828,58 |

Sonstiges Zubehör

MVE/Brymill (USA)

| | EUR Netto | EUR Brutto* |
|---|-----------|-------------|
| Rolluntersatz für alle Stickstoff-Vorratsbehälter | 487,39 | 565,37 |

Literaturempfehlung

Drs. Rodney Dawber, Graham Colver, and Arthur Jackson:
Cutaneous Cryosurgery: Principles & Clinical Practices,
ISBN 978-1841845524